

## FICHA TECNICA

**TAPABOCA  
LAVABLE**

ANN CHERY®



**ALGODÓN 100% NATURAL**  
FABRICADO EN TELA DE ALGODÓN  
ABSORBENTE, 100% LAVABLE.

**BANDAS AJUSTABLES**  
100% LÁTEX NATURAL PARA UN  
BUEN BALANCE Y SELLADO  
CONTRA EL ROSTRO.

<b>MARCA:</b>	ANNCHERY
<b>CÓDIGO:</b>	MASK 2020301
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	TAPABOCA EN ALGODÓN 100% NATURAL, BANDAS ELÁSTICAS EN LÁTEX 100% NATURAL PARA MAYOR AJUSTE, BRINDANDO COMODIDAD AL USUARIO.
<b>NORMA:</b>	N/A
<b>REFERENCIA:</b>	TAPABOCA LAVABLE
<b>UND. EMPAQUE:</b>	PAQUETE X 50 UND
<b>COLORES:</b>	NEGRO - BEIGE

**COMO USAR:** PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN, EL TAPABOCAS DEBE AJUSTARSE AL ROSTRO, CUBRIENDO CORRECTAMENTE TANTO LA NARIZ COMO LA BOCA, DE NO SER ASÍ, SU USO NO SERIA EFECTIVO.

**UTILIDAD DIARIA:** EL TAPABOCA DE TELA DEBE USARSE SIEMPRE EN LA MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE, PARA ESTO UTILIZARLO ENTRE 8 Y 12 HORAS.

**ESTERILIZACIÓN Y MANIPULACIÓN:** SE DEBE ESTERILIZAR CON AGUA HERVIDA Y LUEGO LAVARLO CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN, ANTES DE REUTILIZARLO DEBE LAVAR SUS MANOS CORRECTAMENTE, SE DEBE EVITAR TOCARLO CON LAS MANOS PARA MANTENER UNA BUENA HIGIENE Y TAMPOCO PORTARLO EN EL CUELLO O CABEZA, ES DE USO PERSONAL Y NO SE DEBE COMPARTIR CON NADIE.

**VIDA ÚTIL:** MAXIMO 45 DÍAS.

**OBSERVACIONES:** PARA LAS PERSONAS QUE MANEJAN DINERO NO DEBEN MANIPULAR CONTINUAMENTE EL TAPABOCA, DE LO CONTRARIO DEBERÁ COLOCAR EL TAPABOCA EN ESTERILIZACIÓN Y UTILIZAR UNO NUEVO.